

## Docenti

- ◆ dell'Istituto di Agopuntura della China Academy of Chinese Medical Sciences, Pechino
- ◆ del Beijing He's Santong Acupuncture Research Association, Pechino
- ◆ dell'Istituto Paracelso, Roma

## Destinatari

Medici e odontoiatri

## Sede

Istituto Paracelso  
Via Ippolito Nievo, 61  
00153 Roma

## Moduli

Il seminario si svolge in due giornate in date da destinarsi

**sabato**

ore 9.00 - 13.00    14.00 - 17.00

**domenica**

ore 9.00 - 13.00

Per informazioni e iscrizioni

rivolgersi alla segreteria

dell'Istituto Paracelso

Tel. 06 5816592 – Fax 065816348

[istpar@tin.it](mailto:istpar@tin.it)

ore 9-13 / 14.30-18.30

dal lunedì al venerdì

## Scuola di Studi Superiori

*Direttore prof. Aldo Liguori*

Agopuntura-moxibustione ◆ *Tuina* Tecniche manuali riabilitative e metodiche complementari di agopuntura ◆ Fitoterapia e farmacoterapia tradizionale cinese ◆ Attività psicomotorie ◆ Omeopatia

## SEMINARIO

## TECNICA

## DELL'AGO INFUOCATO



Il corso è promosso e patrocinato da AIAM  
Associazione Italiana di Agopuntura-moxibustione e  
Medicina Tradizionale Cinese, membro fondatore della World  
Federation of Acupuncture-moxibustion Societies. (WFAS)

## L'AGO INFUOCATO

La tecnica dell'ago infuocato è caratterizzata da inserzione e rimozione dell'ago molto rapide senza permanenza in situ. Solo per alcune patologie specifiche, come ad esempio tumefazioni o necrosi tessutale, l'ago può essere mantenuto in sede per brevissimo tempo. Particolarmente efficace nel trattamento del dolore questa tecnica ha un range di applicazioni molto ampio. La particolarità della tecnica dell'ago infuocato, che la rende straordinariamente versatile, è la sua capacità di tonificare e disperdere contemporaneamente quando si esegue la perforazione di un agopunto.



## AZIONI

Gli effetti dell'impiego dell'ago infuocato si espletano attraverso le seguenti azioni:

- ◆ Tonificazione nelle sindromi da deficit
- ◆ Dispersione nelle sindromi da eccesso
- ◆ Riequilibrio di qi e sangue, yin e yang, nelle sindromi miste complicate
- ◆ Tonificazione dello *yang*
- ◆ Dispersione del freddo e dell'umidità
- ◆ Rimozione del calore verso l'esterno
- ◆ Purificazione del fuoco patogeno
- ◆ Risoluzione della stasi di qi e della stagnazione del sangue
- ◆ Promozione del libero fluire di qi e sangue nei Meridiani

## PROGRAMMA

- ◆ Introduzione alla teoria alla base dell'uso dell'ago infuocato
- ◆ Introduzione alla tecnica dell'ago infuocato
- ◆ Spiegazione degli effetti e dei meccanismi della terapia con l'ago infuocato
- ◆ Principi di trattamento
- ◆ Spiegazione e dimostrazione della tecnica:
  - regole e metodi di applicazione
  - tecnica antalgica ad effetto rapido
  - tempi di puntura
  - descrizione delle tipologie degli aghi filiformi che si adottano
  - sicurezza dell'esecuzione
- ◆ Controindicazioni
- ◆ Gestione della procedura e del paziente
- ◆ Protocolli di impiego nei diversi quadri clinici
- ◆ Esercitazioni pratiche